

PTFE非吸収性モノフィラメント縫合糸 CYTOPLAST™ PTFEスーチャー

Cytoplast™ PTFE Suture

サイトプラストPTFEスーチャーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を原材料とした非吸収性モノフィラメント(単糸)縫合糸です。

縫合糸は染色されておらず、添加物を含んでいません。

縫合針の表面は滑りをよくするためにシリコンコーティングが施されています。



特徴

- 300系ステンレススチール針を使用しています。
- モノフィラメント縫合糸のため、プラークや細菌が付着しにくくなります。
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の特徴である高い剛性としなやかさは、優れた操作性と結び目の安全性を両立します。

製品情報

商品コード	商品名	針形状	種類 長さ 形状	糸長さ	糸太さ USPサイズ
550-00001	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三2-0:19mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 19mm わん曲: 3/8	45cm	2-0
550-00002	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:16mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 16mm わん曲: 3/8	45cm	3-0
550-00003	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:19mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 19mm わん曲: 3/8	45cm	3-0
550-00004	サイトプラストPTFEスーチャー 丸4-0:13mm:1/2(12入)		⊙ 丸針 長さ: 13mm わん曲: 1/2	45cm	4-0
550-00005	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:13mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 13mm わん曲: 3/8	45cm	4-0
550-00006	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:16mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 16mm わん曲: 3/8	45cm	4-0

針先端イメージ

Cytoplast™ Precision
Cutting Needle Geometry

原材料:
糸: ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE)
針: ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)、
シリコンオイル(コーティング剤)

商品コード

550-00001
550-00002
550-00003
550-00004
550-00005
550-00006

品名 | サイトプラストPTFE
スーチャー各種

仕様 | 滅菌済み・12入/1箱

標準価格 | 17,000 円 (糸太さ: 2-0, 3-0)

18,000 円 (糸太さ: 4-0)

PTFE非吸収性モノフィラメント縫合糸

CYTOPLAST™ PTFEスーチャー

縫合糸公称サイズ

糸太さ USPサイズ	平均直径(mm)	長さ(cm)
2-0	0.30-0.339	45
3-0	0.20-0.249	45
4-0	0.15-0.199	45



米国テキサス州ラボックに本社を置く Osteogenics Biomedical は、世界中の歯周病専門医、口腔および顎顔面外科医、再生およびインプラント歯科に携わる臨床医にサービスを提供し、革新的な歯科用骨移植製品の開発をしています。

注文書

電話
番号

FAX
番号

注文書
記入日

ご使用
予定日

診療所名

ご芳名

〒

ご住所

都道
府県

市区
郡

E-mail

商品コード	商品名	標準価格	注文数
550-00001	サイトプラストPTFEスーチャー逆三2-0:19mm:3/8(12入)	17,000円	
550-00002	サイトプラストPTFEスーチャー逆三3-0:16mm:3/8(12入)	17,000円	
550-00003	サイトプラストPTFEスーチャー逆三3-0:19mm:3/8(12入)	17,000円	
550-00004	サイトプラストPTFEスーチャー丸4-0:13mm:1/2(12入)	18,000円	
550-00005	サイトプラストPTFEスーチャー逆三4-0:13mm:3/8(12入)	18,000円	
550-00006	サイトプラストPTFEスーチャー逆三4-0:16mm:3/8(12入)	18,000円	

備考

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は希望小売価格となります。※1回のご注文が1万円未満(税別)の際は、別途送料500円(税別)がかかります。
●ご記入いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

発売元



いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。



メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



製造販売元

トーシンデンタル株式会社
神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12

お取扱店

商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

2501_PDF