



MEISデグラニュレーションバーキット

効果的な抜歯窩搔把を実現するダイヤモンドバーシステム

本キットは、直径4種類のエクストラコースダイヤモンドラウンドバーで構成されています。この器具は、迅速かつ容易に抜歯窩搔把を行えるように特別に開発されたものです。

MEISデグラニュレーションバーを使用することで、周囲の骨への侵襲を抑えながら、不良肉芽を迅速かつ容易に除去することができ、その後に挿入する移植材を健康な骨に直接接合させることができます。長いインスツルメントネックにより、術野の最適な視界を確保します。



MEISデグラニュレーションバー（単品購入は各2入）

商品コード	190-20200	190-20201	190-20202	190-20203
軸	CA	CA	CA	CA
直径	1.0	2.5	3.0	3.5
標準価格	16,000円	16,000円	16,000円	16,000円

セット

商品コード 190-20300
 品名 MEISデグラニュレーションバーキット
 構成 直径/1.0、2.5、3.0、3.5mmの4種 (各1本)
 専用オーガナイザー
 標準価格 34,000円

販売名: MEISサージカルダイヤモンドバー 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号: 13B1X00053V00046

注文書

TEL	FAX	ご使用 予定日	
診療所名	ご芳名		
ご住所 〒	都 道 府 県	市 区 郡	
Eメール アドレス			
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額

●商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格・消費税別となります。●ご注文は所定の用紙にご記入のうえ、インプラテックスまたは 歯科材料店様にご連絡をお願いいたします。●ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承をお願いいたします。●送料は1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合、ご負担いただけます。時間指定便・航空便等をご利用の際は別途料金が必要となります。●製品の返品は、ご注文の品と異なる場合、または汚損・不良品に限りお受けいたします。弊社にご連絡の上、製品到着後14日以内にご返送ください。(未開封、パッケージ破損のない物に限ります。)

ご注文は 24時間受付 FAX: 03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

製造販売元 / 発売元



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

メール配信登録で 弊社メールニュースの 配信登録はQRコード から登録フォームにお入りください。 検索

製造元 MEISINGER GERMANY

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。 2025.4



BONE MANAGEMENT[®] MASTER-LINE



Developed by Prof. Istvan Urban, DMD, MD, PHD

ハンガリー・ブダペスト開業
セゲド大学 名誉教授
ミシガン大学 補助臨床准教授
ロマリンダ大学 助教授
インプラント周囲の骨再生や軟組織再建術に関する論文を多数執筆
歯槽堤造成の“ソーセージテクニック”を開発。
ソーセージテクニックは特に水平的骨造成に用いられ、単独歯から複数歯欠損、無歯顎、骨吸収が進んだ上顎前歯部など、適応可能とされる範囲が幅広いテクニックである。



いつも、となりに

Master-Mill NEW

Surgical Bone Mill – used by Prof. Istvan Urban

マスターミルは、自家骨ブロックを粉碎し、小さな骨チップを作成するボーンミルです。
マスターミルによる自家骨チップは、様々な形状の骨欠損部に最適な状態で充填することができます。
全てのパーツは、高品質のサージカルステンレスで出来ており、最適なフィット感と安定した形状で、簡単に組み立てられ、操作も容易です。



単品

マスターミル



商品コード	190-70100
標準価格	450,000円

グラインダー
(替え刃)



商品コード	190-70200
標準価格	150,000円

販売名: マスターミル 一般的名称: ボーンミル 一般医療機器 届出番号: 13B1X00053V00049

投入口: 14×20mm




© Hager & Meisinger GmbH

高品質トレフィンバーを、2mm毎(内径/2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0mm)の6種類で提供する基本セットです。
移植骨を短時間で正確に採取することを目的に設計されています。
刃部深度は10mmで、特に下顎へのインプラントサージェリーでの使用を考慮し開発されました。
2mm毎にレーザーマーキングされた深度ラインにより、術者は深度を確認しながら穿孔を行えます。

セット

商品コード 190-09500
品名 MEISトレフィンバー/ベーシックキット
構成 内径/2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0mmの6本専用オーガナイザー
標準価格 59,000円




販売名: MEIS歯科用バー 一般的名称: 手術用クラウンドリルビット 一般医療機器 届出番号: 13B1X00053V00009


単品

MEIS
トレフィンバー

全長: 27mm
材質: ステンレス



商品コード	190-09301	190-09302	190-09303	190-09304	190-09305	190-09306	190-09307	190-09308	190-09309
長さ (mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
外径 (mm)	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
内径 (mm)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
軸	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
標準価格	8,500円	8,500円	8,500円	8,500円	8,500円	9,500円	9,500円	9,500円	9,500円



商品コードの下が L の商品は、MEISトレフィンバー/ベーシックキットに含まれるサイズです。


商品コード	190-09310	190-09311	190-09312	190-09313	190-09315	190-09317	190-09321
長さ (mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
外径 (mm)	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	13.0
内径 (mm)	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0	12.0
軸	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
標準価格	10,500円	10,500円	10,500円	10,500円	11,500円	11,500円	13,000円



単品

MEIS
トレフィンバー L

全長: 31mmL
材質: ステンレス




商品コード	190-09403	190-09404	190-09405	190-09406	190-09407	190-09408	190-09409	190-09410	190-09411	190-09412
長さ (mm)	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
外径 (mm)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
内径 (mm)	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
軸	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
標準価格	13,000円	13,000円	13,000円	13,500円	13,500円	13,500円	13,500円	15,000円	15,000円	15,000円

Dr. Istvan Urban 開発


骨移植の際、母床骨の出血を促すドリルです。
刃部長は3mm、段差部まで挿入すると4mmの深さとなります。

単品

商品コード 190-07040
品名 MEISデコルチケーション用ドリル
構成 2入
直径 1.2mm
刃部長 3mmL
標準価格 10,000円



材質: ステンレス
回転数: 最大800rpm



販売名: MEISサージカルドリル 一般的名称: 手術用ドリルビット 一般医療機器 届出番号: 13B1X00053V00045